# Государственное образовательное учреждение Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

Кафедра физики

Лабораторная работа


«Изучение электрических свойств сегнетоэлектриков (ферроэлектриков)»

**Цель работы.** Получение на экране осциллографа кривой поляризации  $\vec{D}(E) = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}(E) = \varepsilon_0 \varepsilon(E) \vec{E}$  для сегнетоэлектрика. Здесь  $\vec{D}(E)$  - электрическое смещение (электрическая индукция),  $\vec{E}$  - вектор напряженности электрического поля,  $\vec{P}(E)$ -поляризованность (вектор поляризации, равный сумме дипольных моментов всех атомов в единице объема),  $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\phi}{M}$  - электрическая постоянная,  $\varepsilon$  — относительная диэлектрическая проницаемость. Определение основных параметров кривой поляризации:  $D_1$  — остаточного электрического смещения,  $E_1$  — коэрцитивной силы и относительных потерь  $\gamma$  энергии на переполяризацию сегнетоэлектрика за один цикл.

#### Введение

К сегнетоэлектрикам относятся полярные диэлектрики (атомы диэлектрика обладают отличным от нуля постоянным дипольным моментом в отсутствие внешнего электрического поля), которые могут спонтанно (самопроизвольно) поляризоваться в отсутствие внешнего электрического поля, если температура сегнетоэлектрика меньше температуры Кюри  $T_{\kappa}$ . В результате поляризации суммарный дипольный момент единицы объема сегнетоэлектрика  $\vec{P}(E=0) \neq 0$ . Кроме того, зависимость  $\vec{P}(E)$  от E для сегнетоэлектрика является нелинейной, а величина  $\varepsilon(E)$  зависит от предыстории поляризации сегнетоэлектрика и может достигать величин порядка  $10^3$  и выше. При температуре Кюри в сегнетоэлектрике происходит фазовый переход II рода и в области температур  $T > T_{\kappa}$  он ведет себя как обычный диэлектрик. В случае понижения температуры до значений, меньших температуры Кюри наблюдается обратный фазовый переход диэлектрик — сегнетоэлектрик.

На рис. 1 приведена типичная зависимость электрического смещения D сегнетоэлектрика от напряженности электрического поля E. Пусть в отсутствие внешнего электрического поля




сегнетоэлектрик не был поляризован: E = 0, P = 0, D = 0. При монотонном увеличении поля E от нуля до  $E_m$  смещение D монотонно растет до величины  $D_m$  согласно кривой 1 на рис. 1. Если величину поля E монотонно уменьшать до нуля и изменить направление вектора

напряженности  $\vec{E}$  на обратное с последующим возрастанием  $|\vec{E}|$  до величины  $E_m$ , то смещение D будет изменяться согласно кривой 2, не совпадающей с кривой 1. Величина электрического смещения  $D_1$ , получаемая при E=0, называется остаточной, а величина напряженности электрического поля  $E_1$ , которую необходимо создать для устранения остаточного электрического смещения, называется коэрцитивной силой. Как видно из рис. 1, для ликвидации остаточного смещения  $D_1$  необходимо приложить электрическое поле  $E_1$ , направление которого противоположно направлению электрического поля, вызвавшего поляризацию сегнетоэлектрика.

При последующих периодических изменениях внешнего электрического поля от  $E_m$  до  $-E_m$  смещение D(E) описывается одной и той же гистерезисной петлей 23. В области достаточно больших величин E наступает насыщение поляризации сегнетоэлектрика, где P = const. Площадь петли гистерезиса на рис. 1 определяет величину потерь энергии электрического поля на переполяризацию сегнетоэлектрика за один цикл. Эти потери связаны с преобразованием энергии электрического поля во внутреннюю энергию сегнетоэлектрика (тепло).

## 1. Получение кривой зависимости D(E) на экране осциллографа

Принципиальная схема установки, позволяющей получить кривую зависимости D(E) на экране осциллографа, приведена на рис. 2. Переменное напряжение  $U_{g_H}$  от внешнего источника подается на потенциометр R, с которого напряжение  $U_R$  прикладывается к двум последовательно соединенным плоским конденсаторам емкостью C, где между обкладками конденсатора находится сегнетоэлектрик и емкостью  $C_0$ , где между обкладками находится обычный диэлектрик. Напряжение с обкладок конденсатора C подается на горизонтально отклоняющие пластины осциллографа, а напряжение с обкладок конденсатора  $C_0$  — на вертикально отклоняющие пластины осциллографа O.



Покажем, что напряжение на обкладках конденсатора  $C_0$  пропорционально электрическому смещению (электрической индукции) внутри сегнетоэлектрика конденсатора C. Напряжение на обкладках конденсатора  $C_0$ 

$$U_0 = \frac{q}{C_0},\tag{1}$$

где q — заряд конденсатора  $C_0$ , равный заряду конденсатора C, поскольку эти конденсаторы соединены последовательно. Согласно теореме Гаусса электрическое смещение D внутри конденсатора C равно поверхностной плотности заряда  $\sigma$ 

$$D = \sigma = \frac{q}{S}. (2)$$

где S – площадь обкладок конденсатора C. Из (1) и (2)следует, что напряжение  $U_0$  на обкладках конденсатора  $C_0$  пропорционально электрическому смещению D внутри сегнетоэлектрика конденсатора C

$$U_0 = \frac{SD}{C_0} \tag{3}$$

Напряжение (3) подается на вертикально отклоняющие пластины осциллографа и вызывает вертикальное смещение у электронного луча

$$U_{y} = U_{0} = \kappa_{2} y \tag{4}$$

где  $\kappa_2$  – коэффициент отклонения электронного луча по вертикали. Из (3) и (4) видно, что

$$D = \frac{C_0}{S} \kappa_2 y,\tag{5}$$

где смещение у измеряется в делениях вертикальной шкалы экрана осциллографа.

Покажем, что напряжение на обкладках конденсатора C пропорционально напряженности электрического поля внутри сегнетоэлектрика этого конденсатора. Согласно известному соотношению между напряженностью электрического поля E и напряжением на плоском конденсаторе

$$U = U_{r} = dE, (6)$$

где d — расстояние между обкладками конденсатора. Напряжение (6), подаваемое на горизонтально отклоняющие пластины, вызывает смещение x электронного луча по горизонтали

$$U_{x} = \kappa_{1} x, \tag{7}$$

где  $\kappa_1$  – коэффициент отклонения электронного луча осциллографа по горизонтали. Из (5) и (6) следует, что

$$E = \frac{\kappa_1}{d} x,\tag{8}$$

где смещение х измеряется в делениях горизонтальной шкалы экрана осциллографа.

Таким образом, из формул (5) и (8) следует, что на экране осциллографа с помощью измерительной схемы, показанной на рис. 2, получается кривая поляризации сегнетоэлектрика D(E), помещенного внутри конденсатора C. Иными словами, с помощью физических процессов в цепи, показанной на рис. 2, напряженность электрического поля преобразуется в смещение

электронного луча вдоль горизонтальной оси осциллографа, а электрическое смещение – в смещение электронного луча вдоль вертикальной оси экрана осциллографа.

За один цикл переполяризации сегнетоэлектрика потери электрической энергии

$$W_1 = \int \vec{E} d\vec{D} = \frac{C_0 \kappa_1 \kappa_2}{Sd} \int \vec{X} dy = \frac{C_0 \kappa_1 \kappa_2}{Sd} S_{II}, \tag{9}$$

где  $S_{\Pi}$  — площадь петли гистерезиса в делениях горизонтальной и вертикальной шкал экрана осциллографа. Плотность энергии электрического поля при  $E=E_m$  и  $D=D_m$ 

$$W_{m} = \frac{1}{2} E_{m} D_{m} = \frac{C_{0} \kappa_{1} \kappa_{2}}{2 dS} x_{m} y_{m}, \tag{10}$$

где использованы формулы (4) и (7). Здесь  $x_m$  и  $y_m$  – координаты вершины петли гистерезиса на экране осциллографа. С помощью (9) и (10) находим относительные потери энергии электрического поля за один цикл переполяризации сегнетоэлектрика

$$\gamma = \frac{W_1}{W_m} = 2 \frac{S_{\Pi}}{x_m y_m}. \tag{11}$$

#### 2. Описание лабораторной установки

Установка состоит из источника питания **ИП**, вырабатывающего переменное напряжение, кассеты **ФПЭ-02**, в которой находится потенциометр, конденсаторы  $C_0$  и C, и осциллографа O (рис. 3). Напряжение, подаваемое на конденсаторы  $C_0$  и C, регулируется ручкой потенциометра  $C_0$  на передней панели кассеты.




Рис. 3.

Параметры установки, используемые в формулах (5) и (8), имеют следующие значения:  $C_0 = 220\,\mathrm{H}\Phi \pm 10\,\%, \quad S = 2,\!83\,\mathrm{cm}^2, \quad d = 1,\!5\,\mathrm{mm}.$ 

## 3. Проведение измерений

# I. Определение зависимости D = D(E)

- 1. Соберите измерительную установку согласно рис. 3. Соблюдая меры техники безопасности, включите источник питания и осциллограф в сеть, и дайте им прогреться 5-7 мин.
- 2. При отсутствии напряжения на конденсаторах с помощью ручек регулировки на передней панели осциллографа установите светящуюся точку на экране в центре координатной сетки.
- 3. Ручкой потенциометра  $\mathbf{R}$ , а также регулируя усиление каналов  $\mathbf{Y}$  и  $\mathbf{X}$  осциллографа установите петлю гистерезиса так, чтобы петля занимала большую площадь экрана и имела

- область насыщения. Определите координаты  $x_m$  и  $y_m$  вершин в единицах деления шкал экрана осциллографа и запишите в таблицу 1.
- 4. Уменьшая напряжение потенциометром  $\mathbf{R}$ , снимите координаты  $x_m$  и  $y_m$  вершин еще для 3-4 петель гистерезиса.
- 5. С помощью формул (6) и (9) рассчитайте значения **E** и **D**, результаты запишите в таблицу 1.
- 6. Постройте график D = D(E).
- 7. Определите погрешности измерений Е и D.

## Таблица 1

№ n/n	$x_m$ , дел	ут, дел	<i>E</i> , <i>B</i> / <i>M</i>	<b>D</b> , Кл/м <sup>2</sup>	$\Delta E, B/M$	$\Delta D, K_{\pi}/M^2$

## II. Определение остаточного смещения и коэрцитивной силы

- 1. Получите на экране осциллографа максимальную петлю гистерезиса с участком насыщения.
- 2. Используя координатную сетку экрана, найдите координату  $y_1$ , соответствующую остаточному смещению  $\mathbf{D_1}$ , и координату  $\mathbf{X_1}$ , соответствующую коэрцитивной силе  $\mathbf{E_1}$ .
- 3. С помощью формул (5) и (8) определите остаточное смещение  $\mathbf{D}_1$  и коэрцитивную силу  $\mathbf{E}_1$ .
- 4. Рассчитайте погрешности измерений коэрцитивной силы и остаточного смещения.

#### III. Определение относительных потерь энергии

- 1. Получите на экране осциллографа максимальную петлю гистерезиса с участком насыщения.
- 2. Используя координатную сетку экрана, измерьте координаты  $x_m$  и  $y_m$  вершин полученной петли гистерезиса.
- 3. На миллиметровой бумаге, соблюдая масштаб, постройте в координатах  $\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$  петлю гистерезиса, и рассчитайте ее площадь.
- 4. С помощью формулы (11) найдите относительные потери энергии у.

#### Контрольные вопросы

- 1. Объяснить суть явления поляризации диэлектриков в электрическом поле.
- 2. Что такое сегнетоэлектрики?
- 3. Что такое коэрцитивная сила?
- 4. Что такое остаточное смещение?
- 5. Чем определяется напряженность электрического поля в диэлектрике?
- 6. Как определяется смещение электрического поля?
- 7. Что такое однородное электрическое поле?

- 8. Как определяется электрический дипольный момент?
- 9. Какими свойствами обладают полярные диэлектрики?
- 10. Чем отличаются диэлектрики от металлов с точки зрения данной теории?

## Литература

- 1. Сивухин Д. В. *Общий курс физики*. Т. 3. Электричество. М.: Наука, 1977, с. 48 51, 59 69, 141 173.
- 2. Струков Б. А. Сегнетоэлектричество. М.: 1979.
- 3. Лайнс М., Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. М.: 1981.